

Presseinformation

London Calling: Die Liebherr „Kühlschrank-Telefonbox“ ist wieder da

Manches Design fasziniert die Menschen über Generationen hinweg. Die Londoner Telefonzelle ist einer dieser Klassiker. Ihr eigenwilliges Design ist inzwischen sogar in österreichischen Küchen zu Hause: 2015 gab es für kurze Zeit die streng limitierte Spezial-Edition „Kühlschrank-Telefonbox“ von Liebherr. Anlässlich des 60. Todestages von Sir Giles Gilbert Scott, dem Schöpfer der Londoner Telefonbox, bringt Liebherr jetzt eine Neuauflage der legendären Design Kühl-Gefrierkombination auf den Markt.

Wien (Österreich), 26. August 2020 – Die original Londoner Telefonbox und die Liebherr „Kühlschrank-Telefonbox“ haben noch mehr gemeinsam als das Design: Sie sind das Ergebnis von Design-Wettbewerben, aus denen beide als klare Sieger hervorgingen. 1924 hatte der britische Architekt Sir Giles Gilbert Scott die Original-Box im Rahmen eines Wettbewerbes für die britische Postbehörde entworfen – ursprünglich übrigens in Silber. Dort entschied man sich aber, die Zellen rot zu streichen, damit man sie auch von weitem gut erkennen konnte. So hat die Postbehörde ganz unbeabsichtigt ihren Anteil an der Kreation dieses ikonischen Designerstücks.

Wie beliebt die Londoner Telefonbox heute noch ist, stellte Liebherr fest, als das Unternehmen 2015 unter dem Motto „Design your Fridge“ einen Design-Wettbewerb im Internet ausrief. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten einen Kühlschrank nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten und ihre Ideen auf eine Plattform hochladen. Mehr als 3.000 Entwürfe gingen ein und wurden durch die Internet-Community bewertet. Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren gewann schließlich die „Kühlschrank-Telefonbox“, die es dann in limitierter Stückzahl in Deutschland und Österreich zu kaufen gab.

Außen „retro“, innen hochmodern

Fünf Jahre später gab es noch immer viele Anfragen von Kundinnen und Kunden nach der „sehr britischen“ Kühl-Gefrierkombination mit NoFrost Technologie. Zudem ist in diesem Jahr der 60. Todestag des Telefonbox-Designers Sir Giles Gilbert Scott. „Das haben wir zum Anlass genommen, der ‚Kühlschrank-Telefonbox‘ eine Neuauflage zu gönnen“, sagt Steffen Nagel, Geschäftsführer Sales & Marketing der Liebherr-Hausgeräte GmbH. Er erklärt weiter:

„Der Trend zur Individualisierung setzt sich immer mehr durch – viele Menschen möchten ihrer Küche eine ganz persönliche Note verleihen. Mit außergewöhnlichen Design-Geräten wie diesem kommen wir diesem Wunsch nach.“ Auch wenn die „Kühlschrank-Telefonbox“ äußerlich „retro“ ist – ihre inneren Werte sind hochmodern: So lässt sich das Gerät über eine SmartDeviceBox ganz bequem per Computer oder über mobile Endgeräte steuern.

Die Kühlschrank-Telefonbox ist ab sofort auch im Liebherr Online Store, unter home.liebherr.com verfügbar. Sie finden das Gerät unter der Modelbezeichnung CNSI 43C3.

Über Liebherr-Hausgeräte GmbH

Die Liebherr-Hausgeräte GmbH ist eine von elf Spartenobergesellschaften der Firmengruppe Liebherr. Die Sparte Hausgeräte beschäftigt mehr als 6.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und entwickelt und produziert am Hauptsitz in Ochsenhausen (Deutschland) sowie in Lienz (Österreich), Marica (Bulgarien), Kluang (Malaysia) und Aurangabad (Indien) ein breites Programm hochwertiger Kühl- und Gefriergeräte für Haushalt und Gewerbe.

Über die Firmengruppe Liebherr

Die Firmengruppe Liebherr ist ein familiengeführtes Technologieunternehmen mit breit diversifiziertem Produktprogramm. Das Unternehmen zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt, bietet aber auch auf vielen anderen Gebieten hochwertige, nutzenorientierte Produkte und Dienstleistungen an. Die Firmengruppe umfasst heute über 140 Gesellschaften auf allen Kontinenten, beschäftigt mehr als 48.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete in 2019 einen konsolidierten Gesamtumsatz von über 11,7 Milliarden Euro. Seit seiner Gründung im Jahr 1949 im süddeutschen Kirchdorf an der Iller verfolgt Liebherr das Ziel, seine Kunden mit anspruchsvollen Lösungen zu überzeugen und zum technologischen Fortschritt beizutragen.

Bilder



liebherr-kühlschrank-telefonbox.jpg

Manches Design fasziniert die Menschen über Generationen hinweg. Die Londoner Telefonzelle ist einer dieser Klassiker.



liebherr-steffen-nagel.jpg

Steffen Nagel, Geschäftsführer Sales & Marketing der Liebherr-Hausgeräte GmbH

Ansprechpartner

Claudia Meindl

External Relations Customer Touchpoints Services

Telefon: +43 50809 21434

E-Mail: claudia.meindl@liebherr.com

Veröffentlicht von

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Ochsenhausen / Deutschland

home.liebherr.com