

Presseinformation

## Liebherr: Vinidor Selection ist Preisträger des iF Design Award 2024

---

**Ochsenhausen (Deutschland), 7.10.2024 – Die hochwertigen Weintemperierschränke aus der Serie Vinidor Selection von Liebherr wurden mit dem angesehenen iF Design Award ausgezeichnet. Die exklusive Produktreihe überzeugt dabei nicht nur durch ihr elegantes Design und ein raffiniertes Beleuchtungskonzept, sondern gewährleistet auch eine optimale Lagerung verschiedener Weine bei idealen Temperaturen.**

Der iF Design Award ist ein weltweit renommiertes Design-Label, das seit 70 Jahren vergeben wird. Mit ca. 10.800 Einreichungen aus 72 Ländern betont der Award die globale Relevanz von Design und Ästhetik. Die Jury bewertet die Beiträge anhand von fünf Kriterien: Differenzierungspotenzial, Form, Funktion, Idee und Impact.

„In erster Linie sollen Liebherr-Weintemperierschränke die Qualität von Weinen perfekt schützen. Doch wir finden, dass edle Tropfen auch angemessen präsentiert werden müssen. Deshalb arbeiten wir ausschließlich mit hochwertigsten Materialien wie Edelstahl oder Buchenholz und sorgen mit unseren Lichtlösungen für ein stilvolles Ambiente“, so Steffen Nagel, Managing Director Sales & Marketing, Liebherr-Hausgeräte GmbH. „Wir freuen uns sehr, dass dieses ästhetische und funktionale Gesamtkonzept bei Vinidor Selection die Jury des ‚iF Design Award‘ überzeugt hat.“

### **Optimale Weinlagerung mit individuell einstellbaren Temperaturzonen**

Vinidor Selection bietet Weinliebhaber:innen die Möglichkeit, ihre Weine stets bei optimaler Temperatur zu genießen. Die wahlweise zwei oder drei Temperaturzonen können unabhängig voneinander von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Dadurch lassen sich verschiedene Weinsorten wie vollmundige Rotweine, fruchtige Weißweine und spritziger Champagner gleichzeitig bei ihrer idealen Genusstemperatur lagern. Die Ausstattung ist mehr als großzügig: So gewährleistet die VibrateSafe-Funktion eine vibrationsgedämpfte Lagerung, während FreshAir-Filter im Zonentrenner nicht nur für reine Luft sorgen, sondern auch die Nutzer:innen an einen gegebenenfalls fälligen Austausch erinnern.

### **Energieeffizienz und ansprechendes Design**

Die Geräte der Vinidor Selection zählen zu den energieeffizientesten ihrer Klasse. Im Gegensatz zu den meisten Weintemperierschränken, die in die Energieeffizienzklasse G fallen, erreichen die Liebherr-Modelle mit Glastür die Klasse F und das Modell mit Volltür sogar die noch effizientere Klasse E.

Ihr ästhetisches Erscheinungsbild mit einer eleganten GlassBlack-Tür macht die Vinidor Selection auch optisch zum Genuss. Alle Modelle der Serie sind passend dazu mit einer hochwertigen BlackSteel-Optik im Innenraum verfügbar. Ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes ist der LightTower, der die Innenbeleuchtung sowie die dimmbare Präsentationsilluminierung auf beiden Seiten positioniert – perfekt für das spektakuläre Präsentieren von Weinen bei einem gemütlichen Dinner-Abend. Die

vertikale, durchgehende und ausgesprochen ergonomische Griffmulde rundet die Optik ab. Wahlweise ist auch ein Stangengriff mit integrierter Mechanik für müheloses Öffnen verfügbar.

## **Intuitive Bedienbarkeit und maximale Sicherheit**

Die Weine werden auf robusten, hölzernen Einschüben gelagert, die sich je nach Flaschenformat flexibel anpassen lassen. Das SommelierBoard aus naturbelassener Buche, mit dem das Top-Modell der Vinidor Selection ausgestattet ist, bietet Platz für eine wirkungsvolle Präsentation und das Dekantieren. Die komplett in die Glastür integrierte Touch & Swipe-Funktion ermöglicht es, die Temperatur oder andere Lagerbedingungen problemlos zu ändern, ohne die Tür öffnen zu müssen. Und da der Inhalt nicht selten von erheblichem Wert ist, bieten eDoorLock mit PIN sowie die SmartDevice-App zum Fernmonitoring zusätzliche Sicherheit.

## **Verfügbar ab Ende Oktober 2024**

Die Auszeichnung mit dem iF Design Award unterstreicht die unvergleichliche Kombination aus Funktionalität und Design, welche Weinliebhaber:innen und Fans herausragenden Designs gleichermaßen schätzen. Die Vinidor Selection ist in den Ausführungen von 145 bis 200 cm Höhe sowie 60 oder 70 cm Breite ab Ende Oktober 2024 lieferbar.

Mehr dazu unter [home.liebherr.com](https://home.liebherr.com)

## **Über Liebherr-Hausgeräte GmbH**

Die Liebherr-Hausgeräte GmbH ist eines von 13 Produktsegmenten der Firmengruppe Liebherr. Die Sparte Hausgeräte beschäftigt mehr als 6.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und entwickelt und produziert am Hauptsitz in Ochsenhausen (Deutschland) sowie in Lienz (Österreich), Marica (Bulgarien), Kluang (Malaysia) und Aurangabad (Indien) ein breites Programm hochwertiger Kühl- und Gefriergeräte für Haushalt und Gewerbe.

## **Über die Firmengruppe Liebherr – 75 years of moving forward**

Die Firmengruppe Liebherr ist ein familiengeführtes Technologieunternehmen mit breit diversifiziertem Produktprogramm. Das Unternehmen zählt zu den größten Baumaschinenherstellern der Welt. Es bietet aber auch auf vielen anderen Gebieten hochwertige, nutzenorientierte Produkte und Dienstleistungen an. Die Firmengruppe umfasst heute über 150 Gesellschaften auf allen Kontinenten. Im Jahr 2023 beschäftigte sie mehr als 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete einen konsolidierten Gesamtumsatz von über 14 Milliarden Euro. Gegründet wurde Liebherr von Hans Liebherr im Jahr 1949 im süddeutschen Kirchdorf an der Iller. Seither verfolgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Ziel, ihre Kunden mit anspruchsvollen Lösungen zu überzeugen und zum technologischen Fortschritt beizutragen. Unter dem Motto „75 years of moving forward“ feiert die Firmengruppe im Jahr 2024 ihr 75-jähriges Bestehen.

## **Kontakt**

Maria Mack

Manager Customer & Trade Relations

Telefon +49 151 21418878

E-Mail: [maria.mack@liebherr.com](mailto:maria.mack@liebherr.com)

**Veröffentlicht von**  
Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Ochsenhausen / Deutschland  
[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)