

WKb 1712

와인 냉장고
Barrique

LIEBHERR

Table Top



Table Top

LIEBHERR

WKb 1712

와인 냉장고
Barrique

German
Engineering

Wine



연간 에너지 소비량	149 kWh
보르도 와인병(0.75L) 기준 최대 저장량	63 병 ¹
주파수 / 전압	60 Hz / 220 V~
소비전력	1.0 A
도어	유리문, 블랙 프레임
측면 패널	블랙
외부 치수 cm (높이 / 폭 / 깊이)	85 / 65.7 / 66.3
제어 방식	
제어 유형	전면 MagicEye, 전자 키
	디지털 온도 표시
고장 발생 시 알람	시각, 청각
문 열림 알람	청각
사양	
온도조절 구역	1
온도 범위	+5 °C to +20 °C
조절가능한 냉각 회로	1
냉각 방식	대류 냉각, FreshAir
	활성탄 필터 내장
내부 조명	LED
손잡이	인체공학적으로 설계된 슬림 핸들, 블랙
디자인	HardLine
선반 소재	조절이 가능한 너도밤나무 선반
선반 개수	3
도어 힌지	우측, 방향 교체 가능
EAN-Nr.	-


¹이 모델은 와인 보관용으로만 제작되었습니다. DIN 규격 보르도 와인 병의 최대 용량(0.75L)은 규격 높이: 300.5mm, 지름: 76.1mm를 기준으로 합니다.

기능



도어 알람

음향 도어 알람은 내용물을 안전하게 보호하기 위해 문이 60초 이상 열려 있을 경우 알려줍니다



전환 가능한 도어 힌지

제품의 도어 힌지는 방향을 교체할 수 있습니다. 양면 도어 힌지를 사용하면 어디에 두어도 최적의 형태로 제품을 사용할 수 있습니다.



이상적인 와인 냉장고

리페르의 와인 냉장고는 와인의 장기 보관 및 숙성에 이상적입니다. 필요에 따라 내부 전체에 +5°C에서 +20°C의 일정한 온도를 유지하게 설정할 수 있습니다. 설정한 온도에 따라 더 많은 양의 와인을 서빙 온도에 맞춰 보관할 수 있습니다.



활성탄 필터

장기간 보관된 와인은 주변 환경에서 나는 냄새에 영향을 받을 수 있습니다. 와인 냉장고에는 쉽게 교체할 수 있는 FreshAir 활성탄 필터가 장착되어 있어 최적의 공기 질을 보장합니다



저진동 보관


약간의 진동만으로도 와인 숙성을 방해하고 탄닌 안정화를 방해할 수 있습니다. 리페르의 와인 냉장고에는 특별히 개발된 초저진동 컴프레서가 장착되어 있어 와인을 최적의 상태로 보관할 수 있습니다.



통합 히터

내장 히터는 주변 온도보다 높은 온도에 도달할 수 있도록 합니다. 이는 레드 와인을 마실 수 있는 온도(약 +18°C)까지 가열하는 데 매우 중요합니다

기술 도면



제품 및 제품 세부 정보는 홍보 목적으로 제작되었습니다. 본 책자에 기재된 모든 사양과 정보의 정확성을 보장하기 위해 최선을 다하고 있지만, 리페르는 사전 고지 없이 내용을 변경할 권리가 있습니다. 실제 기기의 치수, 사양 및 정격이 중요한 경우, 각 기기에 동봉된 실제 기기 설치 설명서를 확인하시기 바랍니다. 리페르는 어떠한 손상에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

