
WKb 4612

와인 냉장고
Barrique

LIEBHERR

Freestanding



Freestanding

LIEBHERR

WKb 4612

와인냉장고
Barrique

German
Engineering

Wine



연간 에너지 소비량	204 kWh
보르도 와인병(0.75L) 기준 최대 저장량	195 ¹
주파수 / 전압	60 Hz / 220 V~
소비전력	1.0 A
도어	유리문, 블랙 프레임
측면 패널	블랙
외부 치수 cm (높이 / 폭 / 깊이)	184.2 / 65.7 / 66.3
제어 방식	
제어 유형	전면 MagicEye, 전자 키
	디지털 온도 표시
고장 발생 시 알람	시각, 청각
문 열림 알람	청각
아동 보호 기능	있음
사양	
온도조절 구역	1
온도 범위	+5 °C to +20 °C
조절가능한 냉각 회로	1
냉각 방식	대류 냉각, FreshAir 활성탄 필터 내장
내부 조명	LED
손잡이	인체공학적으로 설계된 슬림 핸들, 블랙
디자인	HardLine
선반 소재	조절이 가능한 너도밤나무 선반
선반 개수	7
도어 힌지	우측, 방향 교체 가능
EAN-Nr.	-

¹이 모델은 와인 보관용으로만 제작되었습니다. DIN 규격 보르도 와인 병의 최대 용량(0.75L)은 규격 높이: 300.5mm, 지름: 76.1mm를 기준으로 합니다.

Features




도어 알람

음향 도어 알람은 내용물을 안전하게 보호하기 위해 문이 60초 이상 열려 있을 경우 알려줍니다.



어린이 보호 잠금

어린이 보호 잠금 기능은 기기가 실수로 꺼지는 것을 방지하도록 프로그래밍되어 있습니다. MagicEye에 표시된 기호는 어린이 보호 잠금 기능이 켜져 있음을 나타냅니다.



전환 가능한 도어 힌지

제품의 도어 힌지는 방향을 교체할 수 있습니다. 양면 도어 힌지를 사용하면 어디에 두어도 최적의 형태로 제품을 사용할 수 있습니다.



이상적인 와인 냉장고

리페르의 와인 냉장고는 와인의 장기 보관 및 속성에 이상적입니다. 필요에 따라 내부 전체에 +5°C에서 +20°C의 일정한 온도를 유지하게 설정할 수 있습니다. 설정한 온도에 따라 더 많은 양의 와인을 서빙 온도에 맞춰 보관할 수 있습니다.



활성탄 필터


장기간 보관된 와인은 주변 환경에서 나는 냄새에 영향을 받을 수 있습니다. 와인 냉장고에는 쉽게 교체할 수 있는 FreshAir 활성탄 필터가 장착되어 있어 최적의 공기 질을 보장합니다.



프리젠테이션 선반

프리젠테이션 선반은 보관된 고급 와인을 더욱 돋보이게 하고, 이미 개봉된 와인 병을 최적의 온도로 보관합니다. 이 선반에는 최대 6개의 와인 병을 세워 놓을 수 있습니다. 나머지 와인 병은 뒤쪽이나 옆에 눕혀서 보관할 수 있습니다.

기술 도면



제품 및 제품 세부 정보는 홍보 목적으로 제작되었습니다. 본 책자에 기재된 모든 사양과 정보의 정확성을 보장하기 위해 최선을 다하고 있지만, 리페르는 사전 고지 없이 내용을 변경할 권리가 있습니다. 실제 기기의 치수, 사양 및 정격이 중요한 경우, 각 기기에 동봉된 실제 기기 설치 설명서를 확인하시기 바랍니다. 리페르는 어떠한 손상에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

