

Qualität, auf die man vertrauen kann.

home.liebherr.com

LIEBHERR

Professioneller Einsatz

5 Jahre
Garantie

Qualität liegt in unserer DNA.

In Zeiten steigender Strompreise und extremer Nachfrageschwankungen lohnt sich ein Liebherr-Profigerät umso mehr: Seine hochwertigen Komponenten, die perfekte Kälteleistung und der niedrige Energieverbrauch sorgen für eine optimale TCO (Total Cost of Ownership).

Liebherr-Spitzenleistung basiert auf fünf Säulen:

- Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Kühlperformance und Temperaturstabilität
- Sicherheit und Alarme
- Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit
- Handhabung und Ausstattung

Sichern Sie sich jetzt 5 Jahre kostenlose Garantie beim Kauf eines Gerätes aus dem „Professional“ Sortiment.*

Ihr Gerät online unter:
home.liebherr.com/garantie-pro
für die 5-Jahre-Garantie registrieren.

Gültig von 1.1.2026 bis 31.12.2026

*ausgenommen sind Kühlgeräte für den Lebensmitteleinzelhandel sowie sämtliche spezifische Kunden-Varianten.