

Qualität, auf die man vertrauen kann.

home.liebherr.com

LIEBHERR

Labor & Medizin

5 Jahre
Garantie

Präzision, auf die Sie sich verlassen können.

Professionelle Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr wurden speziell für die hohen Anforderungen in Forschung, Labor und Gesundheitswesen entwickelt. Präzise Temperaturstabilität, umfangreiche Sicherheitsfunktionen und intelligente Monitoring-Lösungen sorgen dafür, dass empfindliche Proben, Medikamente und Präparate jederzeit zuverlässig geschützt sind.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:

- Präzise Temperaturstabilität
- Integrierte Sicherheits- und Alarmsysteme
- SmartMonitoring für digitale Temperaturüberwachung
- Erfüllt relevante Normen und Richtlinien
- Energieeffizient und langlebig

Sichern Sie sich jetzt 5 Jahre kostenlose Garantie beim Kauf eines Gerätes aus dem „Professional“ Sortiment.

Ihr Gerät online unter:
home.liebherr.com/garantie-pro
für die 5-Jahre-Garantie registrieren.

Gültig von 1.1.2026 bis 31.12.2026