

Chłodne napoje, gorące dni

Gorące dni zamieniają się w chłodne chwile.
Więcej na: home.liebherr.com/promotions

LIEBHERR

Chłodziarki na napoje



A Made
in Austria

Pożegnaj ciepłe napoje i ciesz się każdym łykiem orzeźwiającego chłodu – to jakość Liebherr, którą możesz poczuć!



MRFvc 3501

RRP
3.599 Zł

Objętość brutto: 327 l
Klasa efektywności energetycznej
Zakres temperatury: +2 °C do +9 °C
Układ chłodzenia: dynamiczny
Wymiary zewnętrzne w mm (W/S/G): 1684/597/654



MRFvc 3511

RRP
4.099 Zł

Objętość brutto: 347 l
Klasa efektywności energetycznej
Zakres temperatury: +2 °C do +9 °C
Układ chłodzenia: dynamiczny
Wymiary zewnętrzne w mm (W/S/G): 1684/597/654



LED



MRFvc 4001

RRP
4.099 Zł

Objętość brutto: 377 l
Klasa efektywności energetycznej
Zakres temperatury: +2 °C do +9 °C
Układ chłodzenia: dynamiczny
Wymiary zewnętrzne w mm (W/S/G): 1884/597/654



MRFvc 4011

RRP
4.299 Zł

Objętość brutto: 400 l
Klasa efektywności energetycznej
Zakres temperatury: +2 °C do +9 °C
Układ chłodzenia: dynamiczny
Wymiary zewnętrzne w mm (W/S/G): 1884/597/654



LED



MRFvc 5501

RRP
4.299 Zł

Objętość brutto: 544 l
Klasa efektywności energetycznej
Zakres temperatury: +2 °C do +9 °C
Układ chłodzenia: dynamiczny
Wymiary zewnętrzne w mm (W/S/G): 1684/747/769



MRFvc 5511

RRP
4.799 Zł

Objętość brutto: 569 l
Klasa efektywności energetycznej
Zakres temperatury: +2 °C do +9 °C
Układ chłodzenia: dynamiczny
Wymiary zewnętrzne w mm (W/S/G): 1684/747/769



LED

Promocja obowiązuje od 01.04. do 31.08.2025 i obejmuje następujące urządzenia:
MRFvc 3501, MRFvc 3511, MRFvc 4001, MRFvc 4011, MRFvc 5501, MRFvc 5511.

Więcej informacji na temat promocji home.liebherr.com/promotions