

Jakość, na której można polegać.

home.liebherr.com

LIEBHERR

Laboratoria i medycyna

5 lat
gwarancji



Precyzja, na której możesz polegać.

Profesjonalne urządzenia chłodnicze i zamrażarki Liebherr zostały specjalnie zaprojektowane, aby spełniać wysokie wymagania w badaniach, laboratoriach i służbie zdrowia. Precyzyjna stabilność temperatury, szeroki zakres funkcji bezpieczeństwa oraz inteligentne rozwiązania monitorujące zapewniają, że wrażliwe próbki, leki i preparaty są zawsze niezawodnie chronione.

Najważniejsze zalety w skrócie:

- Precyzyjna stabilność temperatury
- Zintegrowane systemy bezpieczeństwa i alarmowe
- SmartMonitoring do cyfrowego monitorowania temperatury
- Spełnia odpowiednie normy i wytyczne
- Energooszczędne i trwałe

Uzyskaj 5 lat bezpłatnej gwarancji przy zakupie urządzenia z serii „Professional”.

Zarejestruj urządzenie online na stronie **home.liebherr.com/guarantee-professional**, aby skorzystać z 5-letniej gwarancji.

Ważne od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.