

Kakovost, ki ji lahko zaupate.

home.liebherr.com

LIEBHERR

Laboratoriji in farmacija

5 let
garancije

Natančnost, na katero se lahko zanesete.

Profesionalni hladilni in zamrzovalni aparati Liebherr so posebej razviti za visoke zahteve v raziskavah, laboratorijih in zdravstvu. Natančna stabilnost temperature, številne varnostne funkcije in inteligentne rešitve za nadzor zagotavljajo, da so občutljivi vzorci, zdravila in preparati vedno zanesljivo zaščiteni.

Najpomembnejše prednosti na prvi pogled:

- Natančna stabilnost temperature
- Integrirani varnostni in alarmni sistemi
- SmartMonitoring za digitalno spremljanje temperature
- Izpolnjuje ustrezne standarde in smernice
- Energetsko učinkovito in dolgo življenjsko dobo

Zagotovite si zdaj 5 let brezplačne garancije ob nakupu aparata iz ponudbe Professional.

Svoj aparat registrirajte za 5-letno garancijo na spletni strani **home.liebherr.com/guarantee-professional**

Velja od 1.1.2026 do 31.12.2026