

Status: August 2022

# Unternehmensprofil

---

## **Liebherr-Hausgeräte GmbH**

Die Liebherr-Hausgeräte GmbH ist seit über sechs Jahrzehnten Spezialist für die Herstellung innovativer Kühl- und Gefriergeräte. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 6.500 Beschäftigte und entwickelt und produziert an seinen Standorten Ochsenhausen (Deutschland), Lienz (Österreich), Marica (Bulgarien), Kluang (Malaysia) und Aurangabad (Indien) ein breites Sortiment an Kühl- und Gefriergeräten für die private und gewerbliche Nutzung. Mit einer Jahresproduktion von knapp 2,3 Millionen Geräten gehört Liebherr zu den führenden europäischen Premiumanbietern, dessen Produkte für Qualität, Design und Innovation stehen.

Hans Liebherr produzierte 1954 in Ochsenhausen erste Kühlschränke – kurz darauf gingen seine Geräte in Serie. Damit legte er den Grundstein für die Liebherr-Hausgeräte GmbH, die heute als Spartenobergesellschaft aller Produktionsstandorte für Kühl- und Gefriergeräte dient und eines von dreizehn Produktsegmenten der Firmengruppe Liebherr steuert.

### **Qualität, Design und Innovation**

Liebherr-Hausgeräte hat den Anspruch, seine Kund:innen mit intelligenten Kühl- und Gefriergeräten und individuellen Lösungen Tag für Tag zu begeistern. Die führende Position des Unternehmens ist geprägt von einem kontinuierlichen Streben nach Perfektion und der Liebe zum Detail. Als Hersteller von Premiumgeräten ist Liebherr nicht nur Innovationstreiber, sondern stellt seit jeher höchste Ansprüche an die Qualität seiner Geräte. Um dies zu gewährleisten, werden alle Geräte und Komponenten während des gesamten Produktionsprozesses einer ständigen Qualitätskontrolle unterzogen. Zugleich orientiert sich die Produktentwicklung sowohl an den Bedürfnissen der Zielgruppen als auch an sozialen und gesellschaftlichen Entwicklungen.

Dank innovativer Frischetechnologien und hochwertiger Materialien beeindrucken die Geräte des Premiumherstellers im privaten Haushalt mit Energieeffizienz, elegantem Design sowie einer langen Lebensdauer. Sie verfügen über außergewöhnliche Funktionen, um Lebensmittel optimal zu lagern und lange frisch zu halten. Im professionellen Einsatz für Handel, Handwerk, Gastronomie, Gewerbe, in der Medizin und in Laboren stehen die Kühl- und Gefriergeräte von Liebherr für absolute Zuverlässigkeit durch intelligente Ausstattungen und einzigartige Qualität. Diese Faktoren und ein engagierter Service bilden das Fundament für das große Vertrauen, das Kund:innen der Marke Liebherr seit ihrer Gründung entgegenbringen.

### **Die Erfolgsgeschichte – von Baumaschinen zu Kühlgeräten:**

Das Unternehmen Liebherr wurde im Jahr 1949 von Hans Liebherr gegründet und ist mittlerweile zu einer Firmengruppe mit über 49.000 Beschäftigten in über 140 Gesellschaften auf allen Kontinenten angewachsen. Das außergewöhnlich breite Produktprogramm ist das Ergebnis einer stufenweisen Entwicklung. Hinter den dreizehn Produktsegmenten der Firmengruppe stehen organisatorisch elf Sparten, für deren

operative Führung eigenständig agierende Spartenobergesellschaften zuständig sind.

Die Größe der Firmengruppe wie auch ihre ausgeprägte Diversifikation sichert weltweite Kundennähe und macht das Unternehmen unabhängig von konjunkturellen Schwankungen in einzelnen Branchen oder Märkten. Ihre dezentralen Strukturen mit überschaubaren Unternehmenseinheiten versetzen die Firmengruppe in die Lage, im globalen Wettbewerb flexibel auf Marktsignale reagieren und Ideen schnell realisieren zu können.

**[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)**